

Приспособления: ступки, пресс-формы, аспираторы и др.

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Ступка с пестиком СП80



Ступка с пестиком предназначена для измельчения твердых образцов с кристаллами бромида калия для последующего прессования из этой смеси таблеток, а также для измельчения образца при приготовлении суспензии в вазелиновом масле.

Материал — бразильский агат.

Твердость по Моосу — 7.

Диаметр — 80 мм.

Объем — 30 мл.

Пресс-форма ПФ13



Пресс-форма ПФ13 предназначена для изготовления таблеток диаметром 13 мм.

Навеску пробы массой 1-2 мг измельчают в ступке вместе с кристаллами KBr. Полученный мелкодисперсный порошок насыпают в пресс-форму и с помощью ручного гидравлического пресса с усилием 10 т прессуют таблетку. Используется вакуумная откачка.

Пресс ПГР400



Пресс гидравлический ручной ПГР400 предназначен для создания усилия, необходимого для приготовления в пресс-форме образцов в виде таблеток.

Пресс оснащен манометром для контроля давления.

Максимальное усилие — 10 т.

Масса — 22 кг.

Габаритные размеры: 480 x 190 x 220 мм.

Аспиратор ОП-221ТЦ



Аспиратор позволяет отбирать пробу заданного объема, рассчитываемого по установленным значениям расхода и времени прокачки.

Аспиратор ОП-221ТЦ имеет встроенный аккумулятор с зарядным устройством.

Тefлоновые пакеты



Тefлоновые пакеты многоразового использования предназначены для отбора газовых проб. Объем пакетов: 0,5; 1,2; 4,7; 50 л

Шприц 5 мл, конус типа Рекорд



Используется для заполнения жидкостных кювет, позволяет аккуратно влить жидкость через отверстия, избегая протечек и образования пузырей.

Особенности и преимущества:

- Многоразовое использование
- Конусный наконечник, удобный для заполнения кювет
- Химическая и термическая стойкость
- Несмываемая шкала

Образцы пленки полистирола



Образцы пленки полистирола входят в комплект поставки спектрометра ФСМ и используются для его поверки.

Образцы также можно приобрести отдельно.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93